

# 簡単な操作で手軽に 姿勢のひずみを測定・分析

## 製品概要

姿勢のひずみを簡単な操作で数値化・ビジュアル化、分かりやすい分析結果を“簡単ワンクリック操作”で帳票出力。専門技術や知識が無くても出力できる設計により、誰でも手軽に姿勢のゆがみについてアドバイスすることができます。

## ご利用方法にあわせて選べるラインナップ

POSTURE ANALYSER  
**PA200**  
姿勢測定器 PA200

**姿勢測定のスタンダードフルスペックタイプ**  
すべての機能を活用できるので詳細な分析が可能なシステム構成。研究機関や教育の現場など幅広い分野で姿勢測定をご利用頂けます。



POSTURE ANALYSER LIMITED EDITION  
**PA200LE**  
姿勢測定器 PA200LE

**足圧加重測定ができる限定モデル**  
動作分析機能の一部を限定したシステム構成で姿勢測定器を手軽に導入していただけます。



PORTABLE POSTURE ANALYSER  
**PA200P**  
ポータブル姿勢測定器 PA200P


**出張測定にも対応できるポータブル姿勢測定器**  
小さく持ち運べる専用マットなど、小型軽量化したシステムで姿勢測定をより手軽にどこでも行えます。



## 機能

### PA200の主な機能


#### 4方向撮影による 前顔面・矢状面の確認




#### 足圧分布表示




#### 膝関節画像分析




#### 3Dモデル 360度画像表示



#### 動作分析 モーション



#### 姿勢レビューシート 分析結果を出力



販売価格

個別見積

商品番号 1001733/1001734/1001735

PA200/PA200LE/PA200P